

## Устройство для дезинфекции холодным туманом, 2 литр

Новейший дезинфектор холодного тумана ST-83.2 идеально подходит для обработки больших поверхностей дезинфицирующими средствами

- » Экономичное и безопасное применение для гигиенической и не оставляющей микробов чистки внутренних помещений для удаления микроорганизмов, вирусов и бактерий Также для использования на строительных площадках для осаждения пыли или удаления плесени
- » Исключена возможность вдыхания дезинфицирующих, пестицидных или других растворов активных ингредиентов, так как в помещения не нужно входить
- » Тончайшее распыление дезсредств обеспечивает попадание в

- самые маленькие щели и в последний угол
- » Требуется подключение сжатого воздуха: Давление на входе 3бар, поток 200-400л/мин
- » Чрезвычайно продуктивное использование: например, 2 л для помещений объемом 120 м<sup>3</sup> с площадью около 50 м<sup>2</sup>



Устройство для дезинфекции холодным туманом ST-83.2. Для подключения сжатого воздуха 3 бар, 200-400 л/мин. Нерж. сталь/пластик

R+M Nr.		
200 083 550	0,7	2 л



Аксессуары для устройства дезинфекции холодным туманом ST-83 / 83.2

### Адаптер ST-83 / ST-83.2 для канистр



Для канистр 5/30 л. ПВХ. Вкл. прозрачный шланг для всасывания химии, DN 4

R+M Nr.
200 083 200

### Дозирующие форсунки.



Пластмасса. Доз. форсунки (0,5 - 2,0 мм). Вкл. O-кольца

R+M Nr.
200 163 340